



- LEGENDA**
- ◆ Instalční místo mědi stem.soupravy
 - Vedení tlakového vzduchu
 - ~○ Připojení vzduchu

Poznámka :
Dělník umístění přípojek vývodu vzduchu v ordinacích dentální hygieny např. z důvodu ust.přikovače

Saci agregát V900 S
400V, příkon 1,97 kW, 27 kg, 65 dB bez skřínky

Kompresor Ekam DK50 2x4V/110M
příkon 2x2,2kW, 400V, 77 dB, 158 kg bez skřínky

Výfuk

Saci agr. VS 600 bez odluštěvače amalgámu
VS 600 - 230V, 1,1kW, 22kg, 65 dB

Saci agr. YSA 600 vč.odluštěvače amalgámu
VS 600 - 230V, 1,1kW, 22kg, 65 dB
CA 4 - 230V, 260W, 11kg, 65 dB

Kompresor Ekam DU02
230V, 1,1kW, 138kg, 55 dB

Výfuk

Kompresor Ekam DK50 2x2V/110/M
400V, 2x1,2kW, 125kg, 70 dB